



## INTIMICHIC - COPPA MESTRUALE IN SILICONE GRADO MEDICO - TAGLIA S

Intimichic Cup è stata sviluppata con medici specializzati. È l'alternativa più innovativa e salutare all'uso di tamponi e assorbenti usa e getta. Intimichic Cup è una coppetta mestruale riutilizzabile che si adatta perfettamente alle pareti vaginali, raccogliendo il flusso mestruale, invece di assorbirlo, senza perdite, senza alterare la mucosa vaginale e senza ostacolare la naturale lubrificazione.

- Realizzato al 100% in silicone di grado medicale, il materiale più sicuro a contatto con la pelle biocompatibile che non provoca alcun tipo di reazione allergica o infiammazione.
- Compatibile con lo IUD e l'anello contraccettivo.
- Perfetto per utilizzare la tazza mentre si fa sport, si viaggia o si dorme.

Come scegliere la taglia giusta?

- Se hai meno di 25 anni, usa la taglia S, se hai meno di 25 anni ma hai avuto un parto VAGINALE, (senza taglio cesareo) usa la taglia L.
- Se hai più di 25 anni usa la taglia L, se hai più di 25 anni ma hai avuto un parto cesareo usa la taglia S.

La coppetta mestruale INTIMICHIC è anche l'alternativa più economica all'utilizzo di altri prodotti usa e getta, poiché la sua resistenza ne consente l'utilizzo per circa 10 anni. Il suo costo viene ammortizzato in 6 mesi.

Come usarlo?

Intimichic è molto facile da usare e posizionare, la cosa più importante è essere rilassati e trovare la posizione più comoda sia per l'inserimento che per l'estrazione.

I passaggi da seguire sono;

1. Tieni le mani completamente pulite
2. Sterilizzare INTIMICHIC CUP per 3 minuti in acqua bollente.
3. Applicare lo sterilizzatore INTIMICHIC CLEANER e lasciare asciugare la coppetta.
4. Applicare un po39; di lubrificante a base d39;acqua prima della prima introduzione, faciliterà l39;inserimento.
5. Si consiglia di trovare la posizione più comoda per un facile inserimento.
6. Tenere la coppetta con le dita e comprimerla nella posizione più bassa possibile e inserirla obliquamente nella vagina verso il basso, la posizione di una coppetta vaginale è più bassa di un tampone.
7. Dopo l39;inserimento nella vagina, rilascialo e lascialo aprire, si adatterà automaticamente alla parete vaginale.



La rimozione è molto semplice, tirare la manica inferiore e rimuoverla automaticamente con attenzione per svuotare il contenuto.

Una volta terminato il suo utilizzo.

1. Pulisci la coppetta mestruale con acqua calda e sapone a pH neutro e termina con la pulizia con lo sterilizzatore INTIMICHIC.
2. Conservare INTIMICHIC CUP nella busta inclusa all39;interno della scatola.



In ogni contenitore troverai

- Coppa INTIMICHIC in silicone medico
- Borsa di stoffa
- Istruzioni per l'uso.

INTIMICHIC CUP è la coppetta mestruale meglio sviluppata al mondo grazie alla collaborazione di medici specialisti e all'ottenimento di certificati per il materiale di fabbricazione.

- Clinicamente testato e ipoallergenico al 100%.
- Lunga vita utile
- Texture interna morbida e liscia.
- Biocompatibile
- Grazie al suo materiale, la pulizia è molto semplice e completamente priva di batteri.