



MORESSA - SET OSIAN PREMIUM SILICONE ROSA (Osian One - 51 g Osian Two - 101 g Osian Three 85 g)

Le palline cinesi Moressa OSIAN sono ricoperte al 100% in silicone di alta qualità. Hanno un design elegante in tre colori e un incomparabile tocco di velluto morbido e molto confortevole.

OSIAN SET è il complemento ideale per l'allenamento del pavimento pelvico, soprattutto per le donne principianti e/o con inclinazioni dell'utero. Si inserisce come un assorbitore e, come lui, OSIAN ONE è quasi impercettibile. Durante i movimenti quotidiani, le rotazioni interne costanti e silenziose generano contrazioni muscolari involontarie che rafforzano i muscoli del pavimento pelvico.

OSIAN SET aiuta a tonificare i muscoli del pavimento pelvico responsabili del piacere sessuale, hanno un peso perfettamente dosato che garantisce una sessione di allenamento del pavimento pelvico sensazionale, per ridurre l'incontinenza, intensificare l'orgasmo e di conseguenza migliorare la salute sessuale.

Per una maggiore efficacia si consigliano sedute brevi e regolari. Inizia con OSIAN ONE per un massimo di 15 minuti al giorno quando sei in movimento, una volta che riesci a trattenerli facilmente continua con OSIAN TWO, e ripeti il processo, quando riesci a trattenerli continua con OSIAN THREE ripetendo nuovamente l'ultimo passaggio e congratulazioni! Hai ottenuto un perfetto rafforzamento del pavimento pelvico con Amoressa Set.

Le palline Moressa sono completamente lisce, facilitando l'inserimento e producendo una sensazione di comfort. Facile da usare e da pulire, è la scelta perfetta per una salute impeccabile dei muscoli pelvici.

- Struttura in silicone 100% anallergico.
- Peso; Osiano uno; 51 Gr / Osian Due; 101 Gr / Tre Osian 85 gr
- Le misure; Osian Uno / 34mm Osian Due / 35mm Osian Tre 34 mm
- Una volta che le avrai dentro di te, i tuoi muscoli pelvici inizieranno a lavorare cercando di mantenerle in posizione.



- La rotazione della pallina al suo interno stimola e rinforza i muscoli del pavimento pelvico durante i movimenti della vita quotidiana.
- Aumenta la sensibilità durante il sesso, sia per le DONNE che per gli UOMINI!
- Ostetriche e ginecologi lo consigliano come metodo per recuperare il pavimento pelvico dopo il parto.
- Aumenta i risultati della ginnastica postpartum
- Previene l'incontinenza urinaria e i distacchi uterini
- Fiacco

Utilizzare i suggerimenti

Moressa consiglia l'uso di lubrificanti a base acqua per un facile utilizzo e inserimento di tutti i prodotti siliconici. Non utilizzare lubrificanti, oli o creme a base siliconica con prodotti siliconici poiché possono degradare il materiale, limitandone il funzionamento e la vita utile.

Pulizia

Pulisci accuratamente il giocattolo prima e dopo ogni utilizzo con acqua tiepida e sapone neutro.

Magazzinaggio

Conserva le palline Moressa Osian in un luogo privo di polvere e tienile fuori dal contatto con altri giocattoli di materiali diversi (TPR, gelatina di PVC, ecc.). Evitare di esporle alla luce solare e a temperature estremamente elevate.

- 2 anni di garanzia