



IRISANA - BORSA STERILIZZATORE 5 UNITÀ

Busta sterilizzante da 20 usi che elimina il 99% dei batteri e germi più comuni

- Uso esclusivo per microonde
- 5 unità
- 100 usi

Può essere utilizzato con

- Spazzolini da denti
- biberon
- Tettarelle
- coppette mestruali
- Ciucci

Istruzioni:

- 160 ml di acqua potabile
- Metti l'acqua all'interno del sacchetto
- Metti gli oggetti nella borsa
- Chiudi bene la borsa
- Seguire le istruzioni e i tempi specificati per il microonde
- Aspetta due minuti
- far uscire il vapore
- Svuotare l'acqua attraverso il foro di uscita del vapore

