


SATISFYER - FEEL CONFIDENT COPPA MESTRUALE TRASPARENTE 15 + 20 ML



Cosa potrebbe esserci di più piacevole che essere una donna? Per molte donne, il ciclo non è molto divertente: convulsioni, caos ormonale e la costante preoccupazione che qualcosa vada storto: è ora di renderlo un po' più semplice, almeno per quanto riguarda l'igiene femminile!

Beata la nuova tendenza nel mondo femminile: le coppette mestruali non sono solo un'alternativa ecologica agli assorbenti e simili, ma convincono anche per la loro facilità d'uso. Il set Feel Good offre due coppette mestruali in silicone medico e delicato sulla pelle, con una capacità di 15 e 20 ml. Grazie alla struttura senza cuciture e all'elegante cordino removibile, la tazza è molto facile e piacevole da usare. Il materiale flessibile si adatta perfettamente ai tuoi contorni e offre una protezione sicura e igienica fino a 12 ore. Finalmente potrete godervi lo sport, la sauna o i bagni termali in totale relax!

Un altro vantaggio: risparmiate sui costosi assorbenti interni, che danneggiano la flora vaginale e quando vengono rimossi possono lasciare sottili lacerazioni nella parete vaginale. Quindi, trattate in modo sano il tempio della vostra femminilità e allo stesso tempo fate qualcosa per l'ambiente: niente acquisti aggiuntivi, niente smaltimento. Con la dovuta cura, potrai goderti la tua coppetta mestruale per molti anni. Buono, vero?

Silicone di grado medico

- Riutilizzabile
- Adatto a principianti e donne avanzate
- Il kit comprende 2 bicchieri
- Sentiti sicuro del design
- Tazze da 15 e 20 ml

MATERIALE E CURA



La coppetta mestruale è realizzata in silicone medico delicato sulla pelle, facile da far scorrere e flessibile. Per un inserimento particolarmente semplice è possibile utilizzare i lubrificanti a base d'acqua di Waterfeel, ideali per il prodotto. Prima del primo utilizzo o tra un ciclo e l'altro, puoi pulire la coppetta facendola bollire in acqua per alcuni minuti. Durante il periodo è sufficiente il lavaggio con acqua pulita.